

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Proibitin 2 (Phb2) Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99623

Número do item: CM0027165



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Proibitin 2 (PHB2) humano, validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reage com amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de função mitocondrial, regulação transcricional e pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Proibitin 2 (PHB2)
Observações/Apelido	BAP; REA; p22; hBAP; Bap37; BCAP37; PNAS-141; Proibitin 2 (PHB2)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11331
ID do Gene	11331
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99623
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo