


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Proibina Para Wb - P35232

Número do item: CM0002618



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Proibina humana (PHB, P35232). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Detecta uma proteína de 30kDa. Adequado para estudos de mitocôndria, sinalização celular e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Proibina
Observações/Apelido	PHB; HEL-215; HEL-S-54e; Proibina
Espécie	Humano
GeneID	5245
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da Proibina humana (P35232)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35232
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de Gelo