


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prohibitin Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35232

Número do item: CM0013003



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Prohibitin humana (PHB), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato, macaco. Adequado para pesquisas mitocondriais e de sinalização.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Prohibitin pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | PHB; HEL-215; HEL-S-54e; Prohibitin                                                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                                         |
| ID do Gene (Humano) | 5245                                                                                                                           |
| ID do Gene          | 5245                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 73-272 da Prohibitin humana (NP_002625.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato, Macaco                                                                                               |
| SWISS               | P35232                                                                                                                         |
| Peso da Proteína    | 30kDa                                                                                                                          |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                  |