

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Proibitina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35232

Número do item: CM0014958



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Proibitina humana (PHB), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre as funções mitocondriais, nucleares e da membrana plasmática da proibitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do produto	pAb de coelho contra Proibitina
Observações/alias	PHB, PHB1, HEL-215, HEL-S-54e, Proibitina
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5245
GeneID	5245
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 73-272 da Proibitina humana (NP_002625.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P35232
Peso da proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo