

Anticorpo Policlonal Anti-Prokineticina-2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hc23

Número do item: CM0028357

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Prokineticina-2 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de ritmo circadiano e gastrointestinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PROK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BV8, HH4, PK2, KAL4, MIT1, PROK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	60675
GeneID	60675
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-129 da PROK2 humana (NP_001119600.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HC23
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo