

Anticorpo Policlonar Contra Proteína Indutível Por Prolactina (Pip) Para If/Icc, Elisa - P12273

Número do item: CM0027896



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Proteína Indutível por Prolactina humana (PIP/GCDFP-15). Validado para IF/ICC e ELISA. Reconhece a glicoproteína secretada madura de 17 kDa. Reage cruzadamente com amostras humanas. Para pesquisa de câncer de mama e glândulas exócrinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIP Rabbit pAb
Observações/Alias	GPIP4; BRST-2; GCDFP15; GCDFP-15; PIP
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5304
ID do Gene	5304
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-146 da PIP humana (NP_002643.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P12273
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo