

Anticorpo Monoclonal Anti-Hidroxilase De Prolina Phd1 (Egln2) Para Wb - Q96Ks0

Número do item: CM0009688



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra EGLN2 humano (PHD1/HIF-PH1), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para o estudo da detecção celular de oxigênio, da degradação de HIF e das vias relacionadas à hipóxia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra a hidroxilase de prolina PHD1 (EGLN2)
Observações/alias	EIT6; PHD1; EIT-6; HPH-1; HPH-3; HIFPH1; HIF-PH1; Hidroxilase de prolina PHD1 (EGLN2)
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	112398
ID do gene	112398
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da hidroxilase de prolina PHD1 (EGLN2) humana (Q96KS0)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q96KS0
Peso da proteína	44 kDa
Envio	Gelo em bolsa