

Anticorpo Policlonal Anti-Prolil Hidroxilase Phd1 (Egln2) Para Wb, Ip, Elisa - Q96Ks0

Número do item: CM0024454



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Prolil Hidroxilase EGLN2 (PHD1/HIF-PH1) humana. Validado para WB, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de hipóxia e via HIF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Prolil Hidroxilase PHD1 (EGLN2) pAb de coelho
Observações/Alias	EIT6; PHD1; EIT-6; HPH-1; HPH-3; HIFPH1; HIF-PH1
Espécie	Humana
GeneID	112398
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 da Prolil Hidroxilase PHD1 (EGLN2) humana (NP_444274.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96KS0
Peso Molecular da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo