

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prop1 Para Wb E Elisa - 075360

Número do item: CM0021574

introdução

Valide a proteína homeobox profeta de Pit-1 (PROP1) com este anticorpo policlonal de coelho. Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para pesquisa sobre desenvolvimento hipofisário e CPHD2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PROP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CPHD2; PROP-1; PROP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5626
GeneID	5626
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 50-150 do PROP1 humano (NP_006252.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	075360
Peso Proteico	25kDa
Envio	Bolsa de gelo