

Mab De Coelho Contra Proprotein Convertase 9 (Pcsk9) Para Wb, Elisa - Q8Nbp7

Número do item: CM0005951



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PCSK9 para WB e ELISA. Reconhece PCSK9 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudar a homeostase do colesterol, degradação do LDLR e doenças cardiovasculares. SWISS: Q8NBP7.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Proprotein Convertase 9(PCSK9) mAb de Coelho
Observações/Alias	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; Proprotein Convertase 9(PCSK9)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	255738
GeneID	255738
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 500-600 da Proprotein Convertase 9(PCSK9) humana (Q8NBP7)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NBP7
Peso Proteico	74 kDa
Envio	Bolsa de gelo