

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Proteína Convertase 9 (Pcsk9) Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nbp7

Número do item: CM0028127



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Proprotéina Convertase 9 (PCSK9) humana. Adequado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Visa o regulador de colesterol PCSK9 de 74 kDa. Ideal para pesquisa de degradação de LDLR e metabolismo de colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Proteína Convertase 9(PCSK9) pAb de Coelho
Observações/Apelido	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3; Proteína Convertase 9(PCSK9)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	255738
ID do Gene	255738
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 590-692 da Proteína Convertase 9(PCSK9) humana (NP_777596.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NBP7
Peso da Proteína	74 kDa
Envio	Saco com gelo