

Anti-Pros1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P07225

Número do item: CM0014694



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PROS1 humano (Proteína S). Validado para WB e ELISA com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas de coagulação e trombose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PROS1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PSA; PROS; PS21; PS22; PS23; PS24; PS25; THPH5; THPH6; PROS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5627
GeneID	5627
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 405-676 do PROS1 humano (NP_000304.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07225
Peso da Proteína	75kDa
Envio	Saca de gelo