

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfatase Ácida Prostática (Acpp) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15309

Número do item: CM0020104



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a fosfatase ácida prostática humana (ACPP). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa oncológica e estudos de fosfatases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Fosfatase ácida prostática (ACPP), pAb de coelho
Observações/alias	ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP; Fosfatase ácida prostática (ACPP)
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	55
ID do gene	55
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-386 da PAP/fosfatase ácida prostática humana (ACPP) (NP_001090.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P15309
Peso da proteína	45 kDa
Envio	Bolsa de gelo