


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfatase Ácida Prostática (Psap) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15309

Número do item: CM0003796



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa a Fosfatase Ácida Prostática humana (PSAP/ACPP). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano e rato. Adequado para pesquisa de biomarcadores de câncer de próstata e estudos de infecção por HIV.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Fosfatase Ácida Prostática (PSAP) mAb de Coelho                                                                                                                              |
| Observações/Apelido | ACPP; 5'-NT; ACP-3; TM-PAP; Fosfatase Ácida Prostática (PSAP)                                                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 55                                                                                                                                                                           |
| GeneID              | 55                                                                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-386 da Fosfatase Ácida Prostática humana (ACPP) (NP_001090.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato                                                                                                                                                                 |
| SWISS               | P15309                                                                                                                                                                       |
| Peso da Proteína    | 45kDa                                                                                                                                                                        |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                                                 |