


Anticorpo Monoclonal Anti-Proteassoma 20S Lmp7/Psmb8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28062

Número do item: CM0005749



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a subunidade beta tipo-8 do proteassoma (LMP7/PSMB8) para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com Humano, Rato, Rato. Ideal para estudar a função do imunoproteassoma e o processamento de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Proteassoma 20S LMP7/PSMB8
Observações/Apelido	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; Proteassoma 20S LMP7/PSMB8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5696
GeneID	5696
Imunogénio	Proteína recombinante do Proteassoma 20S LMP7/PSMB8 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P28062
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de Gelo