


Anticorpo Monoclonal Anti-Proteína C Para Wb, If-P, Elisa - P04070

Número do item: CM0008263



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Proteína C humana (SWISS P04070). Adequado para WB, IF-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Para uso em pesquisa sobre a regulação da coagulação e estudos da barreira endotelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra a Proteína C da coagulação
Observações/Apelidos	PC; APC; PROC1; THPH3; THPH4; Proteína C da coagulação
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5624
GeneID	5624
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300–461 da Proteína C da coagulação humana (P04070)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P04070
Peso da proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo