


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Proteinase 3/Pr3 Para Wb, Elisa - P24158

Número do item: CM0022528



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a Proteinase 3/PR3 humana (Mieloblastina), adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada para rato. Ideal para pesquisas sobre inflamação, biologia de neutrófilos e autoimunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Proteinase 3/PR3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MBN; MBT; NP4; P29; PR3; ACPA; AGP7; NP-4; PR-3; CANCA; C-ANCA; Proteinase 3/PR3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5657
ID do Gene	5657
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P24158
Peso da Proteína	28kDa
Envio	