


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Proteinase K - P06873

Número do item: CM0021463



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Proteinase K, validado para WB e ELISA. Específico para Proteinase K (P06873) fúngica, adequado para estudar a atividade proteolítica e a hidrólise de queratina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Proteinase K pAb de Coelho
Espécie	Humano
Imunogénio	Proteína recombinante de Proteinase K
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Fungos
SWISS	P06873
Envio	Saco de gelo