

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Protoporfirinogeno Oxidase (Ppox) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P50336

Número do item: CM0026752



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a protoporfirinogeno oxidase humana (PPOX), validado para Western blot, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Detecta PPOX humano e de camundongo. PPOX é uma enzima mitocondrial que catalisa uma etapa crítica na biossíntese do heme; mutações estão ligadas à porfíria variegata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PPOX Coelho pAb
Observações/Apelidos	VP, PPO, V290M, PPOX
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5498
ID do Gene	5498
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da PPOX humana (NP_001116236.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P50336
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo