


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Prox1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92786

Número do item: CM0009640



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-PROX1 de alta qualidade, validado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Peso-alvo de 83 kDa. Ideal para pesquisas em biologia do desenvolvimento e ritmos circadianos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PROX1 mAb de Coelho
Observações/Alias	PROX1; homeobox prospero 1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5629
GeneID	5629
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q92786
Peso da Proteína	83 kDa
Envio	Bolsa de gelo