


Anti-Prox1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q92786

Número do item: CM0014302



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-PROX1 é validado para Western blot e ELISA, detectando PROX1 humano, de camundongo e de rato, e é ideal para estudos de biologia do desenvolvimento e ritmo circadiano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PROX1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PROX1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5629
GeneID	5629
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-375 do PROX1 humano (NP_002754.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92786
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco com gelo