

Anticorpo Policlonal Anti-Prp19 Para Wb, Elisa - Q9Ums4

Número do item: CM0028430



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PRP19 humano (Fator de processamento de pré-mRNA 19), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de splicing e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRP19 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PSO4, SNEV, PRP19, UBOX4, hPSO4, NMP200
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27339
ID do Gene	27339
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do PRP19 humano (NP_055317.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UMS4
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo