

Anticorpo Policlonal Anti-Prp19 Para Wb - Q9Ums4

Número do item: CM0016538



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PRP19 humano (PSO4/SNEV), validado para WB, IHC, IF/ICC, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para estudar o splicing de pré-mRNA e mecanismos de reparo de danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRP19 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PSO4; SNEV; PRP19; UBOX4; hPSO4; NMP200
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27339
GeneID	27339
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 127-416 do PRP19 humano (NP_055317.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9UMS4
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo