

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Prp19 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ums4

Número do item: CM0006247



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante direcionado a PRPF19 (PRP19/SNEV) humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para investigação de splicing de pré-mRNA, reparo de DNA e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRP19 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	PSO4; SNEV; PRP19; UBOX4; hPSO4; NMP200
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27339
GeneID	27339
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-504 de PRPF19 humano (Q9UMS4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UMS4
Peso da Proteína	55kDa
Transporte	Saco de gelo