


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Prp31 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwy3

Número do item: CM0029294



introdução

Valide o splicing de pré-mRNA com este anticorpo policlonal de coelho PRPF31. Específico para humano, camundongo, rato; ideal para WB, IHC-P, ELISA. Componente de 55 kDa do snRNP U4/U6 essencial para a montagem do spliceossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRPF31 Coelho pAb
Observações/Apêndice	RP11; PRP31; SNRNP61; NY-BR-99; PRPF31
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26121
ID do Gene	26121
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do PRPF31 humano (NP_056444.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WWY3
Peso Proteico	55kDa
Envio	Em saco de gelo