


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prp6 Para Wb, Elisa - 094906

Número do item: CM0023222



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PRP6 validado para WB e ELISA com reatividade humana. Ferramenta chave para estudar o splicing de pré-mRNA, a sinalização do receptor androgênico e os mecanismos da retinite pigmentosa. - 094906

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRPF6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TOM; ANT1; Prp6; RP60; ANT-1; hPrp6; U5-102K; C20orf14; SNRNP102; PRPF6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	24148
GeneID	24148
Imunógeno	Proteína Recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	094906
Peso Molecular da Proteína	107kDa
Envio	Saco de gelo