


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Prpf3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O43395

Número do item: CM0028849



introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade que detecta PRPF3, um componente chave do spliceossomo. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas de splicing e retinite pigmentosa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRPF3 Rabbit pAb
Observações/Alias	PRP3, RP18, HPRP3, Prp3p, HPRP3P, SNRNP90, PRPF3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9129
GeneID	9129
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do PRPF3 humano (NP_004689.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43395
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Bolsa de gelo