

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prpf4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43172

Número do item: CM0028133



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PRPF4, uma proteína U4/U6 snRNP crucial para a montagem do spliceossoma e o splicing de pré-mRNA. Validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade em humano, camundongo e rato. Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | PRPF4 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelidos | PRP4, RP70, HPRP4, Prp4p, HPRP4P, SNRNP60, PRPF4                                                                         |
| Espécie              | Humano                                                                                                                   |
| GeneID               | 9128                                                                                                                     |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do PRPF4 humano (NP_004688.2) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS                | O43172                                                                                                                   |
| Peso Proteico        | 58kDa                                                                                                                    |
| Transporte           | Saco de gelo                                                                                                             |