


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prpf4B Para Wb E Elisa - Q13523

Número do item: CM0014763



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho PRPF4B validado para WB e ELISA. Reconhece PRPF4B humano, de camundongo e de rato, uma cinase envolvida na montagem do spliceossomo, mitose e sinalização Hippo. Ideal para pesquisas de cromatina e splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRPF4B pAb de Coelho
Observações/Apelido	PR4H; PRP4; PRP4H; PRP4K; dj1013A10.1; PRPF4B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8899
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 550-760 do PRPF4B humano (NP_003904.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13523
Peso da Proteína	117kDa
Envio	Saco com gelo