


Anticorpo Monoclonal Anti-Prpf8 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6P2Q9

Número do item: CM0008188



introdução

A CamelBio fornece o mAb de coelho contra PRPF8 (Q6P2Q9) validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece PRPF8 humano, de camundongo e rato, um fator de splicing chave. Imunógeno recombinante garante especificidade. Ideal para pesquisa de splicing de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra PRPF8
Observações/Alias	PRP8; RP13; HPRP8; PRPC8; SNRNP220; PRPF8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10594
GeneID	10594
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2200-2335 da PRPF8 humana (Q6P2Q9)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6P2Q9
Peso da Proteína	274kDa
Envio	Bolsa de gelo