

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prph Para Wb, If/Icc, Elisa - P41219

Número do item: CM0025794

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PRPH humano (Peripherina), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de filamentos intermediários neuronais e estudos de neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRPH Rabbit pAb
Observações/Apelido	NEF4; PRPH1; PRPH
Espécie	Humano
ID do Gene	5630 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da PRPH humana (NP_006253.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41219
Peso Proteico	54kDa
Envio	Em saco de gelo