


Anticorpo Policlonal Anti-Prps2 Para Wb, Elisa - P11908

Número do item: CM0018556



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao PRPS2 humano (ribose-fosfato pirofosfoquinase 2), adequado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com rato. Ferramenta chave para pesquisa de biossíntese de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRPS2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PRSI; PRPS2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5634
ID do Gene	5634
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do PRPS2 humano (NP_002756.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P11908
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo