


Anticorpo Policlonal Anti-Prps2 Para Wb, Elisa - P11908

Número do item: CM0013479



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PRPS2 humano (ribose-fosfato pirofosfoquinase 2), validado para WB e ELISA. Detecta PRPS2 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de biossíntese de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRPS2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PRPSII; PRPS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5634
GeneID	5634
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do PRPS2 humano (NP_002756.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11908
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo