


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prpsap2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60256

Número do item: CM0017301



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PRPSAP2 (PAP41) humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Detecta uma banda de 41 kDa. Adequado para pesquisa de biossíntese de nucleotídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRPSAP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PAP41; PRPSAP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5636
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 211-252 da PRPSAP2 humana (NP_001340030.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60256
Peso Proteico	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo