

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Prr12 Para Wb, Elisa - Q9ULL5

Número do item: CM0020476

introdução

Anticorpo policloonal de coelho direcionado a PRR12 humana, validado para western blot e ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Adequado para pesquisa em biologia da cromatina e neurodesenvolvimento. - Q9ULL5

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRR12 Rabbit pAb
Observações/Alias	NOC; KIAA1205; PRR12
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	57479
ID do Gene	57479
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1687-2036 da PRR12 humana (NP_065770.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9ULL5
Peso Molecular da Proteína	211kDa
Envio	Bolsa de gelo