

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prr16 Para Wb, Elisa - Q569H4

Número do item: CM0023122

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PRR16/Largen humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada em camundongo. Regula o tamanho celular e a função mitocondrial; ideal para pesquisa em biologia celular e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRR16 Rabbit pAb
Observações/Alias	DSC54; LARGEN; PRR16
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51334
GeneID	51334
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q569H4
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de gelo