

Anticorpo Policlonal Anti-Prr5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P85299

Número do item: CM0013249

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PRR5 (Protor-1), uma subunidade do mTORC2 e supressor tumoral, validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PRR5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PP610; PROTOR1; PROTOR-1; FLJ20185k; PRR5
Espécie	Humana
GeneID (humano)	55615
GeneID	55615
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-388 da PRR5 humana (NP_851850.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P85299
Peso da proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo