

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prrx1 Para Wb E Elisa - P54821

Número do item: CM0015929

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PRRX1 humano (PMX1, PRX1). Validado para Western blot (WB) e ELISA; reage cruzadamente com humano e rato. Adequado para pesquisa sobre regulação transcricional, diferenciação de miofibroblastos e cicatrização de feridas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRRX1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PMX1; PRX1; AGOTC; PHOX1; PRX-1; PRRX1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5396
GeneID	5396
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 do PRRX1 humano (NP_073207.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P54821
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo