

Anti-Prx2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q99811

Número do item: CM0021457



introdução

PRRX2 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA. Reconhece PRRX2 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas de biologia do desenvolvimento e cicatrização de feridas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRRX2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PMX2; PRX2; PRRX2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51450
GeneID	51450
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-253 do PRRX2 humano (NP_057391.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99811
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco com gelo