


Anticorpo Policlonal Anti-Prss1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07477

Número do item: CM0015965



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PRSS1 humano (tripsina-1). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece PRSS1 humano e de rato. Adequado para pesquisas sobre digestão por serina protease e proteólise extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	PRSS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TRP1; TRY1; TRY4; TRYP1; PRSS1
Espécie	Humano
GeneID	5644
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-247 do PRSS1 humano (NP_002760.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P07477
Peso Proteico	24kDa
Envio	Em saco de gelo