

## Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Prss12 Para Wb, Elisa - P56730

Número do item: CM0014424

### introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a PRSS12 humano (Neuritripsina), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas de plasticidade neuronal e memória.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | PRSS12 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Observações/Apelido        | MRT1; BSSP3; BSSP-3; PRSS12                                                                                                |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)            | 8492                                                                                                                       |
| GeneID                     | 8492                                                                                                                       |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-300 da PRSS12 humana (NP_003610.2) |
| Origem                     | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada        | Camundongo, Rato                                                                                                           |
| SWISS                      | P56730                                                                                                                     |
| Peso Molecular da Proteína | 97kDa                                                                                                                      |
| Envio                      | Saco de gelo                                                                                                               |