

Anticorpo Policlonal Anti-Prss23 (Coelho Pab) Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95084

Número do item: CM0022774

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o PRSS23 humano (serina protease 23), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de proteases e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRSS23 Coelho pAb
Observações/Apelido	SIG13; SPUVE; ZSIG13; PRSS23
Espécie	Humano
ID do Gene	11098
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 101-220 do PRSS23 humano (NP_009104.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95084
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de Gelo