


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prss8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16651

Número do item: CM0020737



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PRSS8 humano (prostasina/CAP1), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para estudos de regulação do ENaC e biologia epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRSS8 Coelho pAb
Observações/Apelido	CAP1; PROSTASIN; PRSS8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5652
GeneID	5652
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200 até o C-terminal do PRSS8 humano (NP_002764.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q16651
Peso Proteico	36 kDa
Envio	Saco de gelo