


Anticorpo Policlonal Anti-Prx Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxm0

Número do item: CM0020690



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PRX humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurociência, biologia da mielina e doença de Charcot-Marie-Tooth.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRX pAb de Coelho
Observações/Apelido	CMT4F; PRX
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57716
ID do Gene	57716
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1250-1350 do PRX humano (NP_870998.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BXM0
Peso da Proteína	155kDa
Envio	Saco com gelo