


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Psa/Klk3 Para Wb, Elisa - P07288

Número do item: CM0009117



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-PSA/KLK3 (clonagem A4355) validado para WB e ELISA. Alvo: antígeno específico da próstata humano (UniProt P07288, 29 kDa). Imunógeno: peptídeo sintético de aa 162-261. Adequado para pesquisa de biomarcadores de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSA/KLK3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	APS; PSA; hK3; KLK2A1; PSA/KLK3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	354
GeneID	354
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 162-261 do PSA/KLK3 humano (P07288).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07288
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo