


Anti-Psap (Prosaposina) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07602

Número do item: CM0022592



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PSAP (Prosaposina) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta uma banda de ~58 kDa. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre neurodegeneração e doenças de armazenamento lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSAP pAb de Coelho
Observações/Apelido	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; PSAP
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5660
GeneID	5660
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 275-524 da PSAP humana (NP_002769.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07602
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco com gelo