


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Psap (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07602

Número do item: CM0006353



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra PSAP (prosaposina) humana, validado para WB, IHC-P, ELISA. Tem como alvo a proteína ativadora de esfingolípídeos lisossômica envolvida no metabolismo de glicosfingolípídios e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] PSAP Rabbo mAb
Observações/Alias	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; [Validado por KD] PSAP
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5660
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 275-524 da PSAP humana (NP_002769.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P07602
Peso da Proteína	58kDa
Transporte	Saco de gelo