


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psca Para Wb E Elisa - O43653

Número do item: CM0029011



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Antígeno de Célula-Tronco Prostática (PSCA) humano, adequado para Western blot e ELISA. Útil em pesquisas sobre câncer e doença de Alzheimer. Matéria-prima IVD confiável da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSCA Rabbit pAb
Observações/Apelido	PRO232; IncPSCA; PSCA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8000
GeneID	8000
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43653
Peso Proteico	12kDa
Envio	Saco de gelo