

Anti-Psd2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Bqi7

Número do item: CM0015721

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PSD2 validado para WB e ELISA em humano, rato e camundongo. Ideal para estudar o papel da proteína 2 contendo domínios PH e SEC7 no tráfego de membrana e citocinese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PSD2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EFA6C; PSD2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84249
ID do Gene	84249
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 do PSD2 humano (NP_115665.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q9BQI7
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Saco de gelo