

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Psd93/Chapsyn-110/Dlg2 Para Wb, If-P, Elisa - Q15700

Número do item: CM0002841



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a PSD93/DLG2, adequado para WB, IF-P e ELISA. Reconhece PSD93/DLG2 humano, de camundongo e de rato. Útil para pesquisas sobre sinalização do receptor NMDA, dor crônica e estabilidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-PSD93/chapsyn-110/DLG2 de Coelho
Observações/Apelidos	PSD93; PSD-93; PPP1R58; chapsyn-110; PSD93/chapsyn-110/DLG2
Espécie	Humano
ID do Gene	1740
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 600-700 do PSD93/chapsyn-110/DLG2 humano (Q15700).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15700
Peso da Proteína	98kDa
Envio	Saco de gelo